



**Zo wordt goed
nog beter!**

Mogelijkheden voor uw opleiding
en training in de verpleegkunde



Over ons

Skills Meducation is landelijk marktleider in educatieve modellen en materialen voor de medische sector. Overal waar mensen getraind moeten worden in medische vaardigheden, kan Skills Meducation een constructieve bijdrage leveren. Wij bieden een breed pakket aan hoogwaardige trainings- en simulatieproducten, zowel voor verpleegtechnische als medisch-technische vaardigheden. Oplossingen voor elke opleidingsbehoefte! Skills Meducation biedt producten van verschillende merken en van veel modellen kunnen wij u een demonstratie geven.


U kunt ook bij ons terecht voor advies over de inrichting van skills labs en praktijkruimten. Op verzoek begeleiden we het volledige traject, vanaf de eerste ontwerpschetsen tot en met de uitvoering op de onderwijsplek. Ook zijn wij uw aanspreekpunt, indien het gaat om de levering van disposables en om de volledige implementatie van een videobriefing- systeem. Zo bent u verzekerd van een perfect eindresultaat.

Service & Support

Voor het verrichten van periodiek en correctief onderhoud staat een team van drie technici voor u klaar. Ons team is een pro-actieve partner die met vakmanschap en bekwaamheid de continuïteit van uw leermiddelen en technologie waarborgt. Onze technici hebben jarenlange ervaring en zijn breed opgeleid om u een uitstekende service te kunnen bieden. Zo beschikken onze technici over de diploma's Medische Technologie en product specifieke certificaten.

Customer Service

Voor het beantwoorden van vragen staat ons customer service team voor u klaar. Zij kunnen u informeren over openstaande orders en de levertijden van artikelen.



Inhoud

Anatomie

SOMSO® Mannelijke torso met hoofd – 15- delig	04
---	----

Verpleegkundige oefenpoppen

SOMSO® – Prematuur oefenpop	05
SOMSO® – Baby oefenpop	06
KOKEN Baby-oefenpop mannelijk en vrouwelijk	07
CLA verpleegkundige oefenbaby	08
Limbs & Things Nickie®baby oefenpop	08
CLA verpleegkundige oefenpop kind	09
CLA Verpleegkundige oefenpop	10

Katheriseren, sonderen en uitzuigen

Limbs&Things Katherisatietrainer man en vrouw	11
CLA Torso voor sonderen en tracheostomie	12
Kyoto Kagaku simulator voor sonderen	12
Hungry man	13
KOKEN Hoof/nek model voor het oefenen van uitzuigen	13
Nasco Chester Chest verzorgingstrainer voor vasculaire toegang	14

Infuus-en venapunctie en injecteren

Injectie/Infusie Trainingsarm	15
Life/form diabetes Injectie Pad, ombindmodel	16
Limbs&Things intravenous injectiekussen, elleboog ACF Pad	16
Limbs&Things Injectietrainer ombindmodel voor IC/SC/IM injecteren	17

Wondverzorging

Medical effects wondmodellen	18
Vinnie been met veneuze insufficiënte wondverzorgingsmodel	19
Voetmodel met decubitus	20
Nasco SeymourII wondverzorgingsmodel	20

Scenario / simulatie onderwijs


Trumonitor App	21
Gaumard Susie scenariotrainer	22
B-Overall	23
Nasco Obesitaspak voor simulatietraining	24
Koken ouderdomsimulatieset	24

Reanimatie BLS

Little Anne QCPR reanimatie trainingssimulator	25
AED trainer	26
Resusci baby QCPR met Airway	26

Disposables	27
--------------------	----

Anatomie



SOMSO® Mannelijke torso met hoofd - 15- delig

Met het anatomische torsomodel op ware grootte van SOMSO® kunt u de grondbeginselen van de menselijke anatomie snel en eenvoudig overdragen. Zo kunt u heel duidelijk individuele lichaamsfuncties, het samenspel van de organen en de anatomische opbouw uitleggen.

De volgende onderdelen van het model zijn demontabel: linker hersenhelft, oog met spieren en gezichtszenuw, longhelften, hart, lever, maag, dunne en dikke darm, blinde darm (kan geopend worden), rechter nierhelft, blaas helft en torso.



Waar kan het anatomische model 'Mannelijke torso met hoofd' u bij helpen?

- De anatomische grondbeginselen overdragen
- Analyse en beoordeling van het geleerde
- Lesgeven in lichaamsfuncties en het samenspel van individuele organen

Dit is slechts een voorbeeld. Skills Meducation kan alle SOMSO® modellen leveren. We verwijzen u voor meer mogelijkheden naar onze website.



AS21

Verpleegkundige oefenpoppen




SOMSO® - Prematuur oefenpop

De premature baby's van SOMSO® ondersteunen u bij het trainen van de juiste omgang met te vroeggeboren baby's vanaf 27 weken zwangerschap. Zo kunt u alle belangrijke verrichtingen, zoals baden, luier verschonen, vasthouden en lichaamsverzorging oefenen.

De prematuur-oefenpoppen leverbaar als jongen of meisje in een donkere of lichte huidskleur. Ze zijn robuust en onderhoudsvriendelijk. Armen en benen kunnen natuurgetrouw worden bewogen.



MS61



MS60 en MS61

Wat kunt u oefenen met de SOMSO® prematuur-oefenpoppen?

- Scholing in de juiste hantering bij het baden en vasthouden, ondersteund door de natuurgetrouwe beweeglijkheid van hoofd en gewrichten
- Trainen van lichaamsverzorging bij prematuren, incl. luier verschonen
- Navelstrengverzorging
- Hoofdomvang 25,5 cm/lengte 35,5 cm/gewicht 690 g meisje, 670 g jongen.

We verwijzen u voor alle mogelijkheden naar onze website.



SOMSO® - Baby-oefenpop

De baby-oefenpoppen van SOMSO® kunnen u helpen om de verpleegkundige omgang met 6 weken oude baby's op een realistische manier over te brengen. Zo kunt u alle belangrijke basiszorg zoals baden, luier verschonen, vasthouden en lichaamsverzorging gericht trainen.

Deze oefenpoppen zijn in diverse configuraties leverbaar. Daarbij heeft u de keus uit een meisje of jongen en varianten met een lichte of donkere huidskleur of een Aziatisch uiterlijk en met of zonder navelstreng.

We verwijzen u voor alle mogelijkheden naar onze website.



Waar kunt u de SOMSO® baby-oefenpoppen voor gebruiken?

- Scholing in de juiste hantering bij het baden en vasthouden, ondersteund door de natuurlijke beweeglijkheid van hoofd en gewrichten
- Trainen van lichaamsverzorging bij baby's, incl. oorverzorging en luiers verschonen
- Rectaal inbrengen van een thermometer
- Navelstrengverzorging (optioneel)
- Hoofdomvang ca. 36 cm/lengte 54 cm/gewicht 3,3 kg meisje, 3,5 kg jongen
- 5 jaar garantie



MS52



KOKEN - Baby-oefenpop jongen/meisje

De baby oefenpoppen kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan uw training bij het uitvoeren van belangrijke verpleegkundige toepassingen bij een circa 4-5 weken oude baby. Zo kunt u alle belangrijke verrichtingen, zoals baden, luier verschonen, vasthouden en lichaamsverzorging gericht trainen.

De mannelijke en vrouwelijke variant van de baby-oefenpoppen kunnen uw training een zinvolle uitbreiding geven. Wanneer u waarde hecht aan realistische modellen, dan zijn deze oefenpoppen extra aantrekkelijk vanwege hun bijzonder zachte huid van speciale siliconen.



LMoz6M en LMoz6G

Waarbij kunnen de baby-oefenpoppen u ondersteunen?

- Scholing in de juiste hantering bij het baden en vasthouden, ondersteund door de natuurlijke beweeglijkheid van hoofd en gewrichten
- Trainen van lichaamsverzorging bij baby's, incl. oorverzorging en luiers verschonen
- Inbrengen van een rectale thermometer
- Navelstrengverzorging, navelverzorging
- Meten en controleren van belangrijke parameters over het hele lichaam, incl. clavicula en sternum
- Nasale afzuiging
- Voeden (alleen meisje)
- Plassen en omgaan met urineopvangzak (alleen meisjes)
- Hoofdomvang ca. 34 cm/lengte 48 cm/gewicht 3,0 kg



CLA Verpleegkundige oefenbaby

Deze vier weken oude baby oefenpop is zowel een meisje als een jongen, vanwege de verwisselbare borst- en buikwand. De volgende verpleegtechnische handelingen kunnen worden geoefend; sonderen, injecteren, punteren van de Vena Temporalis, PEG en suprapubisch, navelstreng- en stoma verzorging, katheteriseren. Deze baby is ook verkrijgbaar met negroide en aziatisch uiterlijk.

Welke toepassingen kunt u trainen met de verpleegkundige oefenbaby

- Algemene verpleegkundige verrichtingen – zoals lichaamsverzorging, bewegen, in bed leggen, positioneren, mond- en gebitsverzorging, oog-, neus- en oorverzorging
- Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, tracheostomaverzorging
- Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging en klysma's toedienen, darmbuis aanleggen
- Katheteriseren en sonderen – katheter aanbrengen, mannelijk en vrouwelijk, maagsonde aanleggen via neus of mond, sondevoeding toedienen
- Injecties – i.m. Injecties in bovenarm en bovenbeen, s.c. Injectie in de buik
- Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas
- Lengte 90 cm, gewicht 6 kg



CLA20



Limbs & Things Nickie® baby-oefenpop (jongen en meisje verkrijgbaar)

Met de baby-oefenpop Nickie® van Limbs & Things kunt u diverse geavanceerde zorgtoepassingen oefenen met een circa 6 weken oude baby.

Naast de geavanceerde opties kunt u natuurlijk ook alle belangrijke standaardverrichtingen, zoals baden, luier verschonen, vasthouden en lichaamsverzorging trainen.

De medische baby-oefenpop Nickie® kan een verrijking vormen voor uw training op het gebied van speciale verpleegtechnische uitdagingen. Bovendien geeft het zachte materiaal natuurgetrouwe feedback.

Wat kunt u oefenen met de medische baby-oefenpop Nickie®?

- Tracheostomie zorg
- Uitzuigen via een tracheale tube
- PEG-verzorging
- Katheterisatie
- Stomaverzorging
- Oraal uitzuigen
- Verzorging van PICC-katheters




HOL-WF



CLA Verpleegkundige oefenpop kind

Met de verpleegkundige oefenpop kind kunt u uw training op het gebied van pediatrische verpleegkunde uitbreiden met een belangrijke bouwsteen. De verpleegkundige oefenpop kind komt overeen met een kind van ongeveer 3 jaar oud en is robuust en belastbaar.

Dankzij de goede universele uitrusting van deze oefenpop kunnen uw verpleegkundigen gebruik maken van allerlei oefenmogelijkheden en verpleegfuncties. Als optie kunt u kiezen uit een lichte of donkere huidskleur of een Aziatisch uiterlijk, om uw training nog veelzijdiger te maken.



Welke toepassingen kunt u trainen met de verpleegkundige oefenpop kind?

- Algemene verpleegkundige verrichtingen – zoals lichaamsverzorging, bewegen, in bed leggen, positioneren, mond- en gebitsverzorging, oog-, neus- en oorverzorging
- Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, tracheostomaverzorging
- Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging en klysma's toedienen, darmbuis aanleggen
- Katheteriseren en sonderen – katheter aanbrengen, jongen en meisje, maagsonde aanleggen via neus of mond, sondevoeding toedienen
- Injecties – I.M. injecties in bovenarm en bovenbeen, S.C. injecties in de buik
- Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas
- Lengte 90 cm, gewicht 6 kg



CLA Verpleegkundige oefenpop

Op deze speciaal voor Nederland ontwikkelde verpleegpop kunt u tal van verpleegtechnische handelingen oefenen. De verpleegkundige oefenpoppen van CLA zijn zeer robuust en belastbaar. Dit model is ontwikkeld in samenwerking met het Federaal Centrum voor gezondheidseducatie in Keulen.

De verpleegkundige oefenpop is uit te breiden met een losse stoma buik met 5 verschillende stoma's die makkelijk gewisseld kunnen worden en een apart rechter onderbeen met verschillende ulcus cruris inzetstukken. De oefenpop heeft zowel een mannelijk als vrouwelijk inzet stuk voor het katheteriseren, de armen en benen kunnen makkelijk bewegen door de schroefverbinding. Op de stuit en de hiel zijn een decubitus wond standaard aanwezig. Om het gebruik te vergemakkelijken raden we aan om de bijgeleverde siliconenolie te gebruiken bij handelingen zoals het inbrengen van een maagsonde of een katheter.

Welke toepassingen kunt u trainen met de CLA1/NL-T versie?

- Algemene verpleegkundige verrichtingen – zoals lichaamsverzorging, bed/beddengoed verschonen, omgaan met verwonde extremiteiten, oog-, neus- en oorverzorging
- Wond- en katheterverzorging, PEG-verzorging, stomaverzorging, suprapubische blaaspunctie, tracheostomaverzorging en decubitusverzorging
- Speciale verrichtingen - zoals darmreiniging, klysma's toedienen en diabetesinjecties
- Katheteriseren en sonderen – verblijfskatheter aanbrengen, mannelijk en vrouwelijk, maagsonde aanleggen via neus of mond, sondevoeding toedienen
- Fysische maatregelen – zoals inhalatie, zuurstoftoediening en kunstmatige beademing (via tube en beademingsballon)
- Injecties – i.m. injecties in bovenarm, zitvlak en bovenbeen
- Spoelingen – ogen, oren, maag, darm, blaas
- Lengte 178 cm, gewicht 23 kg

Uw uitbreidingsmogelijkheden voor de CLA1/ NL-T versie:

- Stoma-uitbreidingsset, ovale vorm, geretraheerde vorm, prolaps, erytheem en dubbelloops stoma
- Wondkussen met wondnaad en redondrain (bovenbeen)
- Ulcus cruris-onderbeen met 4 verschillende stadia
- Decubitus en malum perforans (wond) voet
- Onderbeenstomp met rode huid
- Ook verkrijgbaar met bruine huidskleur



CLA1/NL-T

Katheriseren, sonderen en uitzuigen

NIEUW



Limbs & Things Katheterisatietrainer man en vrouw

Met de katheterisatietrainer kunt u een zeer realistische blaaskatheterisatie trainen.

Tevens kunt u met dit model ook zelfkatheterisatie scholen, met een optionele standaard.

Het geeft een realistisch gevoel van de katheter die van de urethra in de blaas gaat.

Daardoor kunnen alle belangrijke procedurestappen volgens uw instructies getraind en gecontroleerd worden.

N.b. de onderdelen van het oude model zijn tot eind 2022 leverbaar.

Wat kunt u oefenen met de katheterisatietrainer?

- Correct omgaan met de mannelijke en vrouwelijk anatomie
- Aanleren van het steriel werken bij het katheteriseren
- Juiste katheterplaatsing (14-16 CH)
- Gebruik van lubrikant
- Scholen van zelf katheterisatie (optionele standaard nodig)
- Gebruik van een suprapubis katheter



LT6o853




CLA Torso voor sonderen en tracheostomie

Met de CLA torso voor sonderen en tracheostomie kunt u het correct inbrengen van uitzuig-, spoel- en voedingssondes oefenen. Het model is zeer robuust en belastbaar.

Dankzij de eenvoudig afneembare buikplaat kunt u op elk moment de juiste positie van de ingebrachte sonde controleren en de praktische toepassing gemakkelijker uitleggen aan de gebruikers. De maag kan eenvoudig gevuld en geleegd worden.

Waar kunt u de sondeertrainer voor gebruiken?

- Aanleren van de juiste hantering van voedings-, spoel- en uitzuigsondes
- Oefenen van het oraal en nasaal inbrengen van de sonde
- Trainen van de juiste omgang met sondevoeding



CLA8/100/ZS



Kyoto Kagaku simulator voor sonderen

De Kyoto Kagaku simulator voor sonderen helpt u om uw vaardigheden op het gebied van het inbrengen van maagsondes en PEG-verzorging te verbeteren. Om realistisch te trainen, kunt u bij dit model echte voeding gebruiken.

U kunt de simulator voor sonderen niet alleen liggend, maar ook in Fowler-houding gebruiken. In beide houdingen kunt u kiezen voor orale of nasale toegang en de juiste positie van de sonde controleren met de stethoscoop.

Waar kunt u de simulator voor sonderen voor gebruiken?

- Oefenen in het juiste gebruik van sondes en hoofdpositionering
- Trainen van het oraal en nasaal inbrengen van de sonde
- PEG-sondes op de juiste manier leren hanteren
- De anatomische structuren overdragen
- De positie van de sonde controleren
- De juiste omgang met sondevoeding oefenen



KK/MW8



The Hungry Manikin, kind model voor het inbrengen van maagsondes

De Hungry Manikin is ontwikkeld voor het demonstreren en aanleren van de techniek voor het inbrengen van een neus-maagsonde en een G-tube of PEG sonde bij een gastrostomie. Door de transparante (kinder) torso, is het goed zichtbaar waar de sondes zich bevinden. Het model heeft een beweegbare epiglottis om het slikken te simuleren.

De Hungry Man wordt geleverd met: Nasogastric tube Size 6 Fr, 56 cm lengte Instructie manual Koffer.

Waar kunt u het Hungry Manikin kind model voor gebruiken?

- Meten, plaatsen en fixeren van de neus-maagsonde
- Inbrengen van de gastrostomiesonde
- Aspiratie van het maagsap, zodat de juiste plaatsing kan worden gecontroleerd
- Meten van de pH waarde van het maagsap
- Enterale voeding via neus-maagsonde of de gastrostomie sonde
- Administreren van de medicatie



AR331



KOKEN Hoofd/nekmodel voor het oefenen van uitzuigen

Dit model kan gebruikt worden voor het oefenen van het inbrengen van zuigkatheters in de neusholte en in de mondholte.

Wat kunt u oefenen met het hoofd/nekmodel?

- De zuigbuis kan in de luchtpijp worden geplaatst voor uit voeren van de handeling
- De maagsonde kan via de neusholte en mondholte in de slokdarm worden ingebracht
- Dwars doorsnede van het hoofd mogelijk (door middel van klittenband) ter verduidelijking van de anatomie van de bovenste luchtwegen
- Gesimuleerd sputum aanwezig voor realistische afzuiging



LM097



Nasco Chester Chest verzorgingstrainer voor vasculaire toegang

Met het model Chester Chest van Nasco kunt u de verzorging van poortsystemen en perifere centraal veneuze katheters oefenen. Bovendien biedt hij verschillende moeilijkheidsgraden en kan hij zowel staand als in rugligging worden gebruikt.

Voor de poortverzorging kunt u gebruik maken van een poort die onder de linkerborst is aangebracht en deze met behulp van diverse weefselflappen op verschillende manieren vormgeven.

Diverse perifere centrale katheterpoorten bieden u bovendien de mogelijkheid de juiste verzorging van verschillende kathetertypen te trainen.

Wat kan de Chester Chest u bieden?

- Oefenen van poortpalpatie met verschillende moeilijkheidsgraden (normaal, schuin, zwervend, diep gelegen)
- Goed aanprikken van de poort (echte poort aanwezig, IVAD)
- Spoelen en verzorgen van de poort
- Hygiënisch en verpleegkundig juiste omgang met centrale katheters (PICC, CVC, veneus)
- Oefenen van bloedafname, medicatietoediening en vloeistofinfusie



AV2400

Infuus-en venapunctie en injecteren



Injectie/Infusie Trainingsarm

De infuus en venapunctie arm van Adam Rouilly is een mannelijke linkerarm, met palpeerbare vaten in de elleboogholte en aan de bovenzijde van de hand.

De AR251, heeft een gesloten systeem met 2 flessen die naast de arm staan met een pompje waarmee je bloed door de arm heen pompt. De huid is ietwat flexibel waardoor je prikgaatjes minder goed ziet, die kan soms wat mee opstropen bij het aanprikken. Infuus pleisters plakken matig op de huid. Geschikt voor infuus inbrengen en venapunctie.

Waar kunt u de injectie en infuusarm voor gebruiken?

- De siliconehuid is flexibel, waardoor de prikgaatjes minder duidelijk zichtbaar zijn
- Gemakkelijk op te zetten en te gebruiken
- Een realistisch gevoel van aanprikken door huid en vat
- Palpatie van de vaten is mogelijk en heeft tevens "lege vaten"



AR251



Life/form® Diabetes Injectie Pad, ombindmodel

Met de diabetes injectie pad van Life/form® kunt u de juiste handeling en toediening van injecties bij diabetespatiënten trainen en tegelijk de juiste patiëntcommunicatie oefenen. Hiertoe kunt u de pad gebruiken aan het bovenbeen, de buik of bovenarm en eenvoudig met de bevestigingsriem aan een zogenaamde patiënt bevestigen.

De diabetes injectie pad van Life/form® kan voorzien worden van een veiligheidsachterplaat, om prikaccidenten te voorkomen.

Welke toepassingsmogelijkheden biedt de diabetes injectie pad?

- Injectie van vloeistof (gedestilleerd water) met gangbare insulienaalden
- Juiste omgang met naalden (veiligheid van de patiënt en uzelf)
- Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met acteurs die een patiënt spelen)
- OSCE-scenario's
- Training van mensen met diabetes voor eigen gebruik



NA-WA18238



Limb & Things Intraveneus injectiekussen, elleboog, ACF Pad

De ACF-pad voor venapunctie helpt u de praktische toepassing van perifere venapunctie optimaal te combineren met de bijbehorende communicatie met de patiënt. U kunt de pad gebruiken in het ellebooggebied en eenvoudig met de bevestigingsriem aan de arm van een zogenaamde patiënt bevestigen.

De ACF-pad voor venapunctie kan voorzien worden van een veiligheidsachterplaat, om prikaccidenten te voorkomen. De aders beschikken over een 'zelfgenezend' vermogen en zijn geschikt voor herhaaldelijk gebruik (aanbevolen naald dikte is blauw 23G en roze 18G).

Waar kan de ACF-pad voor venapunctie u bij ondersteunen?

- Herkennen van het verloop van de venen door middel van palpatie
- Correct gebruik van naalden en canules (veiligheid van de patiënt en uzelf)
- Punctie van de venen
- Management van de bloedstroom
- Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met acteurs die een patiënt spelen)



LT00140



Limb & Things Injectietrainer – ombindmodel voor IC/SC/IM injecteren

Met het ombindmodel injectietrainer kunt u intracutane, subcutane en intramusculaire injecties trainen. U kunt het model op tafel of met een zogenaamde patiënt gebruiken, om bijv. tegelijkertijd de patiëntcommunicatie te oefenen.

De injectietrainer heeft een meerlaagse opbouw en beschikt over epidermis-, dermis-, vet- en spierweefsel.



Welke oefenmogelijkheden biedt de injectietrainer?

- Subcutane injectie
- Interdermale en intramusculaire injectie
- Weefselmanagement
- Juiste omgang met naalden (veiligheid van de patiënt en uzelf)
- Patiëntcommunicatie (ook te gebruiken met acteurs die een patiënt spelen)
- OSCE-scenario's



LT00310

Wondverzorging



Medical Effects - wondmodellen om op te plakken

Met de wondmodellen van Medical Effects kunnen verpleegkundige oefenpoppen en acteurs die patiënten spelen individueel van wonden worden voorzien, op basis van uw behoeften.

De wondmodellen van Medical Effects zijn zeer natuurgetrouw. Alle modellen zijn met de hand gemaakt en verkrijgbaar in de meest uiteenlopende uitvoeringen.



Medical Effects wondmodellen



Medical Effects wondmodellen

Waar kunt u de wondmodellen van Medical Effects voor gebruiken?

- Meten en beoordelen van wonden van uiteenlopende ernst
- Trainen van wondreinigingstechnieken
- Trainen van wondverbandtechnieken
- Verbeteren van het hygiënisch werken
- Ontwikkelen van scenario's en OSCE-concepten
- Patiëntcommunicatie (als u gebruik maakt van acteurs)



'Vinnie' Been met veneuze insufficiëntie, wondverzorgingsmodel

Het wondverzorgingsmodel 'Vinnie' van Nasco kunt u gebruiken voor een juiste beoordeling van een been met veneuze insufficiëntie. Naast wondverzorging kunt u het model ook gebruiken om het aanleggen van drukverbanden te oefenen.

Met het wondverzorgingsmodel 'Vinnie' kunt u de volgende aandoeningen verzorgen: veneus ulcus, stuwingsdermatitis, spataderen, hemosiderine pigmentatie, vasculitis, lipodermatosclerose, calcifylaxie, pyoderma gangrenosum, genezen voetulcus, verdikte kalknagel, maceratie, diabetisch ulcus, witte atrofische gebieden, pitting-oedeem, reticulair venen en teleangiëctasieën.

Waar kunt u het wondverzorgingsmodel 'Vinnie' voor gebruiken?

- Meten en beoordelen van wonden van uiteenlopende ernst
- Optimaliseren van wondreinigingstechnieken
- Trainen van wondverbandtechnieken
- Hygiënisch werken

Als optie is een tafelstandaard verkrijgbaar voor het wondverzorgingsmodel 'Vinnie'.



NA-SB50123



Voetmodel met decubitus

U kunt het voetmodel met decubitus 'Wilma' van Nasco gebruiken voor het trainen van de meest uiteenlopende verzorgingstechnieken. De voet is geïnspireerd op die van een 80-jarige patiënte en biedt u allerlei oefenmogelijkheden.

Met het voetwond-verzorgingsmodel 'Wilma' van Nasco kunt u de juiste verzorging van de volgende wonden oefenen: drukzweer, stadium I aan de mediale malleolus, stadium II aan de zijkant van de voet (achter de 5e teen), stadium III aan de hiel met infectie, stadium IV aan de laterale malleolus met blootliggende pees en bot, stadium IV aan de mediale voet (achter de grote teen) met blootliggende pees en abrasie; neuropathische zweer; hoornhuid; gangreen; maceratie; amputatie; likdoorns; verdikte kalknagel; blaren; hamertenen, gekramde wond; ingegroeide teennagel; korst aan de zijkant van de voet; wond van partiële dikte tussen de tenen

Waar kunt u het 'Wilma' verzorgingsmodel voetwond voor gebruiken?

- Meten en beoordelen van wonden van uiteenlopende gradatie
- Optimaliseren van wondreinigingstechnieken
- Trainen van wondverbandtechnieken
- Verbeteren van het hygiënisch werken

Optioneel is er een draagtas bij te bestellen.



AV950



Nasco 'Seymour II' wondverzorgingsmodel

Met het 'Seymour II' wondverzorgingsmodel van Nasco kunt u juiste verzorging van moeilijke wonden bij een oudere patiënt op de billen oefenen. U kunt het omgaan met wond therapieën en wondverzorging net zo vormgeven als uw curriculum.

Het 'Seymour II' wondverzorgingsmodel biedt u wonden met verschillende gradaties. Zo kunt u de juiste verzorging van de volgende wonden oefenen:

- graad I niet wegdrubbare roodheid
- graad II blaar of open blaar
- graad III oppervlakkige decubitus;
- graad IV diepe decubitus



AV910

Waar kunt u het 'Seymour II' wondverzorgingsmodel voor gebruiken?

- Meten en beoordelen van wonden van uiteenlopende gradaties
- Optimaliseren van wondreinigingstechnieken
- Trainen van wondverbandtechnieken
- Juiste omgang met apparatuur voor vacuümtherapie/ negatieve druk therapie
- Verbeteren van het hygiënisch werken

Scenario / simulatie onderwijs



TruMonitor App

Met de TruMonitor App kunt u uw training nog effectiever en realistischer maken. Met de veelzijdig instelbare patiënt monitoring-app, (geschikt voor iPad en Android) kunt u vele scenario's maken en trainen. Verbetering van casuïstiekvaardigheden kunnen worden getraind.



Wat zijn de voordelen van de TruMonitor App?

- De App is te gebruiken op een apparaat als monitor of met een tweede apparaat als aansturing.
- Het is eenvoudig om complexe medische scenario's te trainen.
- Lab uitslagen zijn te gebruiken.
- Vitale waarden van de patiënt zijn direct aan te passen.
- Geluidseffecten bibliotheek omvat luchtwegobstructie, secreties, stridor, laryngospasme en meer.
- ECG, röntgenfoto's en CT-beelden kunnen direct worden doorgestuurd.
- Gevarieerde scenario-opties voor een breed scala aan toepassingen.
- 40+ ECG's om uit te kiezen
- Defibrillatie en CPR
- Arteriële lijn
- Capnografie (obstructieve luchtwegen, plotseling verlies van output, maligne hyperpyrexie en meer)
- etCO₂
- SpO₂
- Ademhalingsfrequentie (schakelt over naar capnografie wanneer de patiënt is geïntubeerd)
- Temperatuur
- Bloeddrukmeting met instelbare intervalmeting
- Bloedsuikervaarde



Gaumard Susie scenariotrainer

Susie S1001 is een geavanceerde simulator voor scenariotraining, die is ontworpen om een effectief en realistisch te kunnen trainen.

De Susie S1001 kan worden ingezet bij simulatieonderwijs van studenten van alle niveaus.

Door de feedback van de Susie S1001, zoals zichtbare ademhaling, een voelbare uitademing en voelbare pols, wordt de student snel meegenomen in het scenario. Het klinische redeneren kan hierdoor beter worden ontwikkeld, doordat de student zelf de gegevens kan interpreteren en combineren, die dmv observeren, vragen, en meten worden verkregen.

Door de draadloze communicatie via een bluetooth-set is het mogelijk voor een docent om te communiceren via Susie en kan de student de zorgvraag ontdekken door de antwoorden op de gestelde vragen.

Hiermee kunnen theorie en praktijk worden geïntegreerd in een veilige leeromgeving, waardoor de leercurve van de student zal stijgen en ze beter zijn voorbereid op de praktijksituatie.

Kenmerken:

- Volwassen patiënt
- Patiënten monitor voor de vitale functies
- Eenvoudige bediening via een laptop
- Instelbare zichtbare en voelbare ademhaling
- Voelbaar pulsen
- Sensor voor saturatiemeting
- Realistische manuele bloeddrukmeting
- Vitale waarden kunnen worden aangepast naar gelang het ziektebeeld



GM-S1001



B-Overall compleet in koffer

De B-Overall is een belevingsoveral die uitermate geschikt is om de kloof tussen theorie en praktijk te verkleinen. Verpleegkundige vaardigheden kunnen hiermee worden getraind en getoetst, waarbij de communicatie met de patiënt en ervaren leren centraal staat.

De B-overall bestaat uit de volgende onderdelen:

- 1 x overall in de maat M
- 1 x overall in de maat L
- 1 x applicatie buik
- 1 x applicatie bovenbeen
- 1 x applicatie bil
- 1 x applicatie rug
- 1 x vrouwelijk geslachtsdeel
- 1 x mannelijk geslachtsdeel

De verpleegkundige vaardigheden die getraind kunnen worden zijn:

- Injecteren
- Katheriseren
- Blaas spoelen
- Stoma verzorging
- Condoom katheter aanbrengen
- Wondverzorging
- Suprapubisch katheter aanbrengen
- PEG-katheter en Mic-key button
- Klysma toedienen
- Darmspoelen
- Rectiole toedienen
- Flatus canule inbrengen



CA-1001653-1



Nasco Obesitaspak voor simulatietraining

Met het obesitaspak van Nasco kunt u de begeleiding van patiënten met ernstig overgewicht levensecht simuleren. Hiermee kunt u uw scenario's uitbreiden en steeds hogere eisen stellen aan uw studenten.

Met het obesitaspak van Nasco kunt u de emotionele en lichamelijke uitdagingen die de verzorging van bariatrische patiënten met zich meebrengt uitgebreid simuleren. Bovendien kunt u gericht ingaan op bijzondere vereisten (huidbeoordeling, bloeddrukmeting, auscultatie) van dit type patiënten.

Waar kunt u het obesitaspak van Nasco voor gebruiken?

- Trainen in de verzorging van bariatrische patiënten
- Patiëntcommunicatie
- Presentatie van scenario's en OSCE-concepten
- De juiste mobilisatie van zware patiënten oefenen

Er is ook een obesitaspak van Nasco verkrijgbaar voor pediatrische toepassingen.



NA-SB50971



Koken ouderdomsimulatieset, groot

Deze uitgebreide simulatieset geeft je een kijkje in de dagelijkse bewegingen van ouder wordende-, of mensen met een bewegingsbeperking. Zo kunnen ze de behoeften en problematiek van oudere patiënten begrijpen en zich beter in hun situatie inleven.

De ouderdomsimulatieset is ook in de maat Standaard (155-170 cm) verkrijgbaar.



LM102

Wat kunt u overdragen met de ouderdomsimulatieset?

- Lichamelijke beperkingen van oudere mensen
- Patiëntcommunicatie
- Presentatie van scenario's en OSCE-concepten
- De juiste mobilisatie van oudere patiënten oefenen

Reanimatie BLS



Little Anne QCPR reanimatie-trainingssimulator

Met het Little Anne QCPR-systeem kunt u de meest uiteenlopende noodsituaties trainen en oefenen. Het systeem beschikt over de belangrijkste uitrustingskenmerken die u nodig heeft voor basisreanimatie door hulpdiensten of ziekenhuispersoneel.

Dankzij de gedetailleerde registratie van de resultaten kunt u met het Little Anne QCPR-systeem snel een beeld krijgen van het actuele trainingsniveau van uw studenten en dit gericht verbeteren.



123-01050

Op welke gebieden kunt u uw trainingen en nascholing ondersteunen met het Little Anne QCPR-systeem?

- Aanleren van praktische basisvaardigheden bij beademing en hartmassage
- Verfijning van uw reanimatiekennis en gerichte verbetering van zwakke punten met behulp van het QCPR-systeem (de juiste compressiediepte en -frequentie, volledig loslaten van de borstkas, continuïteit en onderbrekingen, de juiste beademing)
- Trainen van luchtwegmanagement met de endotracheale tube en supraglottische luchtwegen
- Toepassing van defibrillatie en gesynchroniseerd ECG
- Oefenen in het aanbrengen van een infuus
- Training in auscultatie van de bloeddruk en polsbewaking
- Onderzoek van hart- en longgeluiden
- QCPR-race – reanimatiewedstrijd voor groepen



AED trainer

Een Automatische Externe Defibrillator Trainer wordt gebruikt om studenten te laten omgaan met de functies en werking van een echte AED. Door middel van speciaal geprogrammeerde trainingssoftware kunnen diverse reanimatiescenario's worden geoefend.

Een AED trainer lijkt op een echte AED maar zal geen schokken geven om de patiënt te defibrilleren.



Resusci baby QCPR met Airway

Resusci Baby QCPR is ontworpen voor training in kwaliteitsreanimatie (Q-CPR). Om realtime feedback en nabesprekingen in te schakelen, sluit u de oefenpop aan op de SkillGuide, SimPad PLUS SkillReporter en de Laerdal QCPR-apps voor Android- of iOS-apparaten.

Gebruik de Resusci Baby QCPR voor compressies en beademen. Met de Airway Head-versie kunnen supraglottische instrumenten geïntubeerd worden.



LA-162-01260

Wat kunt u oefenen met de AED trainer?

- Het omgaan met de functies en werking van een echte AED
- Diverse scenario's mogelijk

Wat kunt u oefenen met de resusci baby QCPR met Airway?

- Compressies
- Beademingen
- Intuberen van supraglottische instrumenten

Disposables



Disposables zijn wegwerpartikelen voor éénmalig gebruik. In onze webshop staat een uitgebreid assortiment disposables.

Als het artikel wat u zoekt niet in onze webshop staat dan kunt u een mailtje sturen naar customerservice@skills-meducation.nl en dan gaan we op zoek voor u.



Skills Meducation

Arendstraat 15

1223 RE Hilversum

The Netherlands

+31 (0)35 646 12 00

info@skills-meducation.nl

www.skills-meducation.nl

